



CDR Digital VET

Sistema de Rayos X

Utilizar un sistema digital directo significa reducir, casi eliminar los tiempos de adquisición de imágenes, lo que agiliza el diagnóstico y ofrece una resolución muy alta.

Por lo tanto, el sistema digital CDR es la solución ideal para clínicas ambulatorias y clínicas veterinarias.



Especificaciones técnicas:

Potencia	32kW.
Frecuencia	100 kHz.
Corriente monobloque máxima	425 mA.
Tensión monobloque máxima	99 kV.
Tamaño de punto de enfoque doble	0.6 - 1.3 mm.



La pantalla a color creada por IBIS

Ofrece imágenes estilizadas de perros, gatos y pájaros con los principales exámenes que se pueden realizar. Cada examen ofrece los mejores datos de exposición de acuerdo con el área anatómica y el tamaño del paciente, pero permite cualquier modificación manual.



La pantalla


Disponible estándar en blanco y negro o en color con imágenes de identificación para una selección rápida del examen.

Panel de pantalla táctil con más de 240 programas APR que se pueden recuperar en cualquier momento.



Leva


De alta calidad para la fijación o tirado del paciente.



Paneles

Una amplia gama de paneles detectores digitales que satisfacen cualquier necesidad: desde el panel fijo para uso exclusivo en la clínica ambulatoria hasta el panel inalámbrico, también excelente para aplicaciones en el hogar.

Tamaños disponibles de 35x43 o 43x43 cm.



Software

Potente y rápido con todas las funciones DICOM necesarias para el análisis preciso y el procesamiento posterior de las imágenes adquiridas.